



BG-01

单管旋盖机

产品特点

- 可兼容不同直径高度的病毒采样管
- 单手操作方便快捷，提高工作效率
- 无接触感应触发启停，无需手动按键操作
- 单管开加盖操作，可防止交叉污染风险
- 开加盖效率高，开盖时间 ≤ 2 秒，加盖时间 ≤ 2 秒
- 人体工学设计，开加盖过程全面可视化操作
- 外形尺寸小巧，可放置于生物安全柜内使用

技术参数

- 仪器重量：6Kg
- 工作条件：环境温度 $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ；相对湿度 $<80\%$
- 适用范围：管盖直径 $\varnothing 20\sim\varnothing 30$ ，管长55-110mm螺旋口采样管
- 额定功率： $\leq 60\text{w}$
- 电源：AC100-240V，50/60Hz
- 外形尺寸：220mm \times 250mm \times 385mm