

JG-1102型 全自动试管加盖机 Automatic Tube Capper

产品特点

- 适用试管类型：Ø13-Ø16
- 一键操作，一次操作<80秒，可同时盖40孔管盖
- 同管径，同高度的试管可在同一试管架上操作，无需分类上架作业
- 液晶显示屏实时显示当前的工作状态，具有提醒及报警功能
- 所有标本在完全封闭的环境内进行作业，避免操作人员意外伤害

试管架、试管帽



技术参数

仪器重量	37Kg
工作条件	环境温度5℃~40℃；相对湿度≤85%
电源	100-240VAC, 50Hz/60Hz
固定功率	155W
加盖速度	40T架<80秒, 1800-2000T/小时
外形尺寸	长490mm×宽420mm×高630mm

珠海丰炎科技有限公司

ZHUHAI FOYEN TECHNOLOGY CO.,LTD.

地址：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号D栋5楼

Tel: 86-756 6335577(10线) Fax: 86-756 3891213 P.C: 519040

全国免费服务热线：

400-1022733



丰炎科技[®]
FOYEN TECH